

たよレールFree

Webで詳細図面をご覧ください。

介護保険 貸与

たよレールFree 使いかたも、使う気持ちもフリー。

- どこからでも握りやすい「口」の形をした手すりです、利用シーンが広がります。
- 落ちつきのある柔らかなベージュカラーは、どのお部屋にも馴染みます。
- グリップ部分は柔らかさのあるウレタン樹脂を使用しています。



▶ 動画

BZF-02 貸与

室内タイプ

手すりはこの位置でも使用できます。




※手すりの位置を変えてもTAISコードは同一です。



カーペットのような肌触りの専用ベースマット付。

ベースゴムには傾斜をつけて、つまづきにくく。



■ベースプレートにはカーペットのような肌触りの専用ベースマットを標準で付属。素足でも冷たさを感じにくく、スリッパや靴下でも滑りにくい仕様です。

マツ六

たよレールFree

040-4502 BZF-02

1台 85,000円 (税抜き)

TAIS 01265-000302

BZF-01 貸与*

水まわり兼用タイプ

手すりはこの位置でも使用できます。




※端の位置の場合は浴室での使用不可。

※手すりの位置を変えてもTAISコードは同一です。



耐水性で浴室にも設置できます。
※浴槽の中には設置できません。



■ベースプレートはスチールに耐水性のある樹脂を被覆しています。

■防カビ仕様で水や汚れにも強く、お手入れしやすい素材です。

マツ六

たよレールFree

040-4501 BZF-01

1台 118,000円 (税抜き)

TAIS 01265-000289

たよレールFree 関連商品

■たよレールFreeをベッドサイドで使用する際に取付けることで安定感が増します。



対応たよレール BZF-01-02

2個 1セット


マツ六

たよレールアームF

040-4521 BZFO-01


1セット 12,500円 (税抜き)

TAIS 01265-000292



▲ 使用上のご注意

- 下図のように手すりをベースプレート端部に外向きで取付ける場合は、必ず「たよレールアームF」を使用し、ベッドフレームに密着させてください。
- ベッドサイドでのみ設置可能



- 手すりのすき間に手や頭が入り込むのを防ぎます。
- 浴室内でも使用できます。

対応たよレール BZF-01-02

マツ六

たよレールガードF

040-4522 BZFO-02

1枚 5,900円 (税抜き)

TAIS 01265-000290



最新情報は
こちらから



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ベッド用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法